

MayaMED-LAV X19 Spezial

ÖKOLOGISCH REIN. PROPRETÉ ÉCOLOGIQUE. ECOLOGICAMENTE LINDO.



STECKBECKENREINIGER NETTOYANT BASSINS DE LIT DETERGENTE PER PADELLE

EIGENSCHAFTEN



Saurer Reiniger und Trockner für die Steckbeckenreinigung.

PROPRIÉTÉS



Nettoyant-séchant acide pour le nettoyage des bassins de lit.

PROPRIETÀ



Detergente e asciugatore acido per padelle per ammalati.

ANWENDUNG



MED-LAV X19 spezial ist dank seiner hohen Konzentration sehr sparsam und auch bei kalkhaltigem Wasser anwendbar.

APPLICATION



MED-LAV X 19 spécial est très économique et utilisable en cas d'eau très calcaire grâce à sa forte concentration.

APPLICAZIONE



MED-LAV X19 Spezial è molto concentrato, quindi ne basta poco per ottenere ottimi risultati, inoltre è utilizzabile anche con acqua calcarea.

DOSIERUNG

Einsatz in Reinigungsanlagen:
0.5 – 3 g/Liter

Unsere Fachspezialisten stehen gerne zur Verfügung um eine angemessene Dosierung anzubringen.

DOSAGE

Application dans les lave-bassins:
0.5 – 3 g/litre

Nos spécialistes restent à votre disposition pour apporter le dosage adéquat à votre installation.

DOSAGGIO

Utilizzo in impianti di pulizia:
0.5 – 3 g/litro

I nostri esperti sono a disposizione per fissare la dosatura adeguata.

ARTIKEL-NR.
N° D'ARTICLE
NO D'ART.
416198

GEBINDE
COLIS
CONFEZIONE
5.0 kg Kanne / Bidon / Bidone

EAN

7615600161988

Steinfels
S W I S S

ZUSAMMENSETZUNG

<5%: anionische Tenside, nichtionische Tenside

COMPOSITION

<5%: tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques

COMPOSIZIONE

<5%: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici

PIKTOGRAMME



Achtung

PICTOGRAMMES



Attentione

PITTOGRAMMI



Attenzione

GEFAHRENHINWEISE

Nur für gewerbliche Anwender. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

MENTIONS DE DANGER

Exclusivement pour utilisateurs professionnels. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Esclusivamente per gli utenti professionali. Provoca irritazioni cutanee. Provoca grave irritazione oculare.

SICHERHEITSHINWEISE



Schutzhandschuhe, Augenschutz, und Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

CONSEILS DE PRUDENCE



Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

CONSIGLI DI PRUDENZA



Indossare guanti protettivi, Proteggere gli occhi e il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

UFI: P38N-AKAE-PJGS-GG5S

PRODUKT-DATEN

Dichte: 1.0444 g/ml
pH Konzentrat: 3.5 (konz.)
Farbe: Farblos

DONNÉES SUR LE PRODUIT

Densité: 1.0444 g/ml
pH concentré: 3.5 (konz.)
Couleur: Incolore

DATI DEL PRODOTTO

Densità: 1.0444 g/ml
pH concentrato: 3.5 (konz.)
Colore: Incolore

UMWELTINFORMATIONEN

Gut biologisch abbaubar: OECD 302 B mit CO₂-Bestimmung, DOC-Analytik: 99% in 14 Tagen, CO₂-Analytik: 91% in 28 Tagen / Prüfbericht A25-01714/a

INFORMATION ENVIRONNEMENT

Bien biodégradable: OCDE 302 B avec dosage du CO₂, analytique DOC: 99% en 14 jours, analytique CO₂: 91% en 28 jours / rapport de test A25-01714/a

INFORMAZIONE AMBIENTALE

Ben biodegradabile: OCSE 302 B con disposizione CO₂, Analitica DOC: 99% in 14 giorni, Analitica CO₂: 91% in 28 giorni / rapporto del test A25-01714/a